

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti

For further information or a quotation please contact : Colin Walters



SeedOS

Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services


26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 4BS, United Kingdom

Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: cwalters@seedos.com

Website: www.seedos.com Mobile: +44 07701059163

AGO MONOUSO DA BIOPSIA PER PISTOLA AUTOMATICA
DISPOSABLE BIOPSY NEEDLE FOR AUTOMATIC GUN

FAST-CUT® B



Cannula a parete sottile
Ultra-thin walled cannula

Aghi per biopsia di elevata qualità forniscono adeguati campioni istologici per una corretta diagnosi e caratterizzazione di lesioni sospette.
High quality core biopsy needles provide histologic information for diagnosis and characterization of suspect lesions.

Cannula centimetrata
Centimetre marks


Affilatura ultra tagliente
Razor-sharpened edge

Incavo 20 mm
Notch 20 mm




AGO MONOUSO DA BIOPSIA PER PISTOLA AUTOMATICA

DISPOSABLE BIOPSY NEEDLE FOR AUTOMATIC GUN

 L'ago monouso per biopsia FAST-CUT® B, specificamente progettato per la pistola automatica MAGNUM™ di marca CR-BARD™, consente all'operatore sanitario una facile e sicura manovra bioptica.

- ▶ La culla di prelievo è conformata in modo da raccogliere il campione senza provocare strappi o lacerazioni ai tessuti.
- ▶ La speciale impugnatura facilita l'inserimento dell'ago nella pistola automatica.
- ▶ La centimetratura dell'ago consente un facile e sicuro posizionamento di profondità.
- ▶ La punta è provvista di echo-marker per consentire il posizionamento dell'ago sotto guida ecografica.
- ▶ Codice colore: facile identificazione del calibro (Gauge) dell'ago.
- ▶ Ampia gamma dimensionale.
- ▶ Monouso, sterile:
riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali.

 FAST-CUT® B, designed to work with MAGNUM™ (CR-BARD™) biopsy device, permits the operator an easier and safer biopsy manoeuvre.

- ▶ The sample-notch designed is shaped to collect tissue without damage.
- ▶ Loading is easy with the use of a removable spacer (included).
- ▶ Centimetre marks allow easy and safe depth needle placement.
- ▶ Echo-marker is provided in the tip to allow correct needle's deployment under ultrasound guidance.
- ▶ All needles are colour coded for ease in gage selection.
- ▶ Wide range of sizes.
- ▶ Sterile, single patient use: reduction of infection hazard.

MODELLI DISPONIBILI AVAILABLE SIZES	CALIBRO SIZE G (mm)	LUNGHEZZA LENGTH cm	CONFEZ. PCKG pz-units
	14 (2,00)	16 -20 -25	25
	16 (1,60)	16 -20 -25	25
	18 (1,20)	16 -20 -25	25
	20 (0,90)	16 -20 -25	25

Come comporre il codice d'ordine / ordering:
FAST-CUT® B 16 Gauge - 20 cm = FSC1620

Altre misure disponibili su richiesta
Other sizes available upon request

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2007



RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE:



www.seedos.com

Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services

